

APARAT BIOPSYJNY PRO-MAG ULTRA



Opis

Działo do automatycznej biopsji gryboigłowej Pro-Mag skonstruowano dla otrzymania wysokiej jakości próbek histopatologicznych prostaty, nerek, piersi, wątroby.

- * Dwa łatwo zalniane spusty z przodu i tyłu działa zwiększające stabilność działa

- * Zapadka zabezpieczająca przed przypadkowym zwolnieniem spustu

- * Łatwe do odzyskania próbki, bez konieczności wyjmowania igły z działa

- * Możliwość sterylizacji za pomocą tradycyjnych metod

- * Skok igły 25mm

- * Mały odrzut, mała waga

- * Wielkość próbki 19mm

- * Igły o średnicach od 20G do 14G i długościach od 10 do 30 cm



Dystrybutor:



Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o.
Ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa
Tel: 022-644 80 62 Fax: 022-644 81 89
e-mail: mds@e-mds.pl

IGŁA BIOPSYJNA DO APARATÓW:

Pro-Mag I 2.5 oraz ULTRA





Nr Katalogowy	Opis
765020100	20G (0.9 mm) x 10 cm
765020160	20G (0.9 mm) x 16 cm
765020200	20G (0.9 mm) x 20 cm
765018100	18G (1.2 mm) x 10 cm
765018160	18G (1.2 mm) x 16 cm
765018200	18G (1.2 mm) x 20 cm
765018250	18G (1.2 mm) x 25 cm
765018300	18G (1.2 mm) x 30 cm
765016100	16G (1.6 mm) x 10 cm
765016160	16G (1.6 mm) x 16 cm
765016200	16G (1.6 mm) x 20 cm
765016250	16G (1.6 mm) x 25 cm
765014100	14G (2.0 mm) x 10 cm
765014120	14G (2.0 mm) x 12 cm
765014160	14G (2.0 mm) x 16 cm
765014200	14G (2.0 mm) x 20 cm



IGŁA BIOPSYJNA DO APARATÓW PRO-MAG 2.2 ORAZ BIOPTY

Nr Katalogowy	Opis
ACN2010MF	20G (0.9 mm) x 10 cm
ACN2016MF	20G (0.9 mm) x 16 cm
ACN2020MF	20G (0.9 mm) x 20 cm
ACN1816MF	18G (1.2 mm) x 16 cm
ACN1820MF	18G (1.2 mm) x 20 cm
ACN1825MF	18G (1.2 mm) x 25 cm
ACN1830MF	18G (1.2 mm) x 30 cm
ACN1616MF	16G (1.6 mm) x 16 cm
ACN1620MF	16G (1.6 mm) x 20 cm
ACN1625MF	16G (1.6 mm) x 25 cm
ACN1410MF	14G (2.0 mm) x 10cm
ACN1412MF	14G (2.0 mm) x 12 cm
ACN1416MF	14G (2.0 mm) x 16 cm
ACN1420MF	14G (2.0 mm) x 20 cm



Właściwości:

Zróżnicowanie kolorów wskazujące na jej grubość

Echogeniczna końcówka widoczna pod kontrolą USG

Znaczniki centymetrów ułatwiające precyzyjne określenie głębokości wkłucia

Długość pobieranego wycinka 19mm

Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. Pojedynczo pakowanych igieł

Dystrybutor:



Medical Diagnostic Systems Sp. z o.o.

Ul. Poleczki 12, 02-822 Warszawa

Tel: 022-644 80 62 Fax: 022-644 81 89

e-mail: mds@e-mds.pl